

Funda

Minimalist podiatry chair equipped with 1 motor that controls height adjustment. Backrest and legrests independently adjustable by gas lift. Removable headrest cushion. White PU seamless upholstery of high quality that eases cleaning.

Sillón de podología de diseño minimalista con 1 motor para regular la altura. respaldo y reposapiés regulables independientemente mediante pistón de gas. Cojín reposacabezas extraíble. Tapizado blanco en PU sin costuras de alta calidad y fácil de limpiar.

Fauteuil de podologie de design minimaliste avec 1 moteur qui règle la hauteur du fauteuil. Inclinaison du dossier et hauteur des jambières réglables par vérin à gaz. Coussin repose-tête amovible. Revêtement en PU blanc sans coutures de haute qualité et facile à nettoyer.

Fußpflegestuhl mit einem minimalistischen Design und mit einem Motor, um die Höhe zu regulieren. Rückenlehne und unabhängigen Fußstützen mittels Gasfeder regulierbar. Abnehmbares Kopfkissen. Hochwertige weiße PU-Polsterung ohne Nähte, leicht abwaschbar.

Poltrona podologica dal design minimalista. Dotata di 1 motore che regola l'altezza. Schienale e gambali indipendenti regolabili con pistoni a gas. Cuscino poggiatesta removibile. Rivestimento in PU bianco alta qualità senza cuciture e facile da pulire.

Funda

Electric Podiatry Chair

Ref. 2232A

Size without armrest: 190x56x60/78 cm

Size with armrest: 190x74,5x60/78 cm

Weight: 63,5 Kg

Upholstery: PU

Motors: 1

1 Angle 45° ~ 85°

2 Up and Down ±8 cm

3 Up and Down 60/78 cm

4 Angle 0° ~ 85°

5 Extension ±15 cm

OPTIONS

Bed cover

6 Foot controller Ref. FC-001/2232A

Paper roll holder

7 Debris tray Ref. 30030

PACKING SIZE cm

160x61x67

N.W. kg

65

G.W. kg

78

MAX WEIGHT

150 kg



Funda

