

BOWIE IPL 2.0

European (CE) Standaard - nieuwste design & engineering - met PPT technology

BOWIE MEDICAL BV

Presenteert het nieuwe BOWIE IPL 2.0 Systeem voor permanent ontharen en andere huidbehandelingen. Het nieuwe IPL systeem is het resultaat van jarenlange ervaring. Ontwerp en engineering zijn van Nederlandse bodem.

PPT Technology:

De nieuwe Bowie IPL 2.0 maakt gebruik van de nieuwste "Perfect Pulse Technology" (PPT). De PPT technologie zorgt voor een volledig gecontroleerde perfecte "pulse-shape" (block-shape) met constante en gelijkmatig verdeelde energie afgifte gedurende de volledige pulslengte. PPT zorgt voor betere reproduceerbare resultaten en veilige, comfortable en pijnloze behandelingen.



Algemene informatie:

De Bowie IPL 2.0 is een krachtig watergekoeld systeem met een werkcapaciteit tot 50 Joules per cm². Het systeem is voorzien van onder andere variabele puls-dosering, instelbare puls-reeksen en snelle puls-repetitie. Het systeem werkt met extreem lage kosten per puls. De Bowie IPL heeft volledige Medische CE Certificering. De Bowie IPL kan worden gebruikt voor permanente ontharing bij alle huid- en haartypes. Het apparaat kan ook gebruikt worden voor de behandeling van o.a. Couperose, Acne, Huidvlekken en Huidverjonging.

Technical Service and Training:

Bowie Medical BV levert bij dit systeem een volledige training en staat garant voor optimale technische ondersteuning.

SPECIFICATIES:

- Met Europees Medisch CE Certificaat - Controle paneel met full-colour intuïtief touchscreen - Menu in Nederlandse taal
- Zeer hoge (medische) werkcapaciteit (tot 50 J / cm²) - Spot Size: 15mm x 50mm (7.5 cm²) - Gemakkelijk verwisselbare filters -
- High Performance waterkoeling - Instelbare huid koeling - Zeer snelle puls repetitie (0,2 - 2,0 Hz) - Variabele puls instelling -
- Puls Serie Programmering (1-99 pulses)- Ergonomisch handstuk - Voet- & handbediening - Voorzien van nieuwste PPT technology

Beschikbare filters voor Bowie IPL:

430nm - 530nm - 590nm - 640nm - 690nm - 750nm (standaard 2 filters inbegrepen : 530nm en 640 nm)

Maten en specs : 600x350x430 mm - Gewicht: 28 kg - Peak Power: 1200 Watt - Pulse-lengte: 0,5 - 99 ms - Puls-pauzes: 1-99 ms