

Bowie & Medical

BODY CARE SYSTEMS

Bowie RF-Lifting Only



BOWIE RF-LIFTING ONLY

RF-Lifting (Radio Frequency Lifting) is een vorm van non-operatieve huidcorrectie voor zowel het gezicht, als alle andere delen van het lichaam. Deze methode staat ook bekend als non-surgical (face/body) lifting.

De Radio Frequente energie die vrijkomt, verwarmt de huid. Hierdoor trekt het collageen samen en wordt de aanmaak van nieuw collageen en elastine gestimuleerd. Het resultaat is een direct zichtbare lifting en verstrakking.

RF-huidcorrectie zorgt zonder pijn voor een direct merkbare face- of bodylift; rimpels worden gladgestreken, de elasticiteit neemt toe en de huid krijgt weer een jeugdige uitstraling.

De huid wordt strakker, gladder en krijgt haar gezonde jonge glans terug.

De Bowie RF-Lifting Only apparatuur is ook bij uitstek geschikt voor verstrakkende behandeling van het lichaam in combinatie met afslank- en figuurcorrectie behandelingen.

Met de Bowie RF-Lifting Only apparatuur kan naar keuze met of zonder Infra-Rood koud-laser ondersteuning worden gewerkt. De Infra-Rood laser versterkt de werking van de Radio Frequente energie.

Met de Bowie RF-Lifting Only kan de RF-energie worden toegediend met behulp van naar keuze Tri-Polaire, Bi-Polaire of Mono-Polaire handstukken voor gezicht of lichaam.

Er zijn ook extra kleine handzame Tri-Polaire handstukken.

Het Bowie RF-Lifting Only apparaat met 2 handstukken naar keuze is er al voor **€ 4.300,=**
Extra handstukken kosten **€ 495,=** per stuk