

Bowie Soft-Cloud Memory Mattress

Bij de ontwikkeling van een innovatief ultiem luxe matras voor onze wellness-banken zijn we uitgegaan van de beste materialen en meest actuele kennis op het gebied van slapen en ontspannen.

Het resultaat is een uniek samengesteld wellness matras voor extra comfort en een luxe beleving.

Elke klant ervaart een heerlijk vrij en comfortabel gevoel bij behandelingen op dit bijzondere matras.

Het nieuwe innovatieve Soft-Cloud Memory Mattress van Bowie Medical is samengesteld uit

3 belangrijke componenten: HR koudschuim, Latex en HQ Memory foam

HR KOUDSCHUIM

Het HR koudschuim vormt de kern van dit matras, en zorgt voor vederlichte veerkracht. HR is een afkorting voor de Engelse term High Resilience, dit betekent hoge veerkracht. Koudschuim matrassen hebben een hoge conformiteit. Dit betekent dat het zich gemakkelijk aanpast naar de vormen van uw lichaam. Hierdoor kunnen spieren en pezen ontspannen en is de bloedcirculatie optimaal. Dankzij de opengewerkte celstructuur van het koudschuim heeft het matras een uitstekende ventilering, luchtcirculatie en vochtregulatie. Koudschuim heeft een progressieve tegendruk. Dit houdt in dat hoe meer het schuim ingedrukt wordt door uw lichaam, hoe meer het schuim tegendruk biedt. Dit zorgt voor een goede ondersteuning.

LATEX

De Latex component van dit matras zorgt voor een progressieve tegendruk. Dit houdt in dat hoe meer het matras ingedrukt wordt door uw lichaam, hoe meer het tegelijkertijd tegendruk biedt. Dit zorgt voor een hele goede ondersteuning van alle lichaamsdelen. De natuurlijke lijnen van het lichaam worden gevolgd. Ongeacht gewicht of postuur wordt zo altijd de juiste ondersteuning geboden.

HQ MEMORY FOAM

De bovenste laag van dit matras wordt gevormd door HQ memory foam. Het HQ memory foam is een soepel materiaal dat reageert op lichaamswarmte en zich perfect aansluit aan het lichaam. Het vermindert de drukpunten van het lichaam. Het gewicht wordt zo optimaal verdeeld. Dit geeft een zeer comfortabel en zacht gevoel over het hele lichaam.

Door de uitgebalanceerd combinatie van deze 3 componenten in de verschillende lagen van het matras biedt het innovatieve Soft-Cloud Memory Mattress een unieke wellness beleving en een ongeëvenaard gevoel van luxe en comfort.

