

Fractional RF Lifting

Bowie & Medical
BODY CARE SYSTEMS



RF-Lifting (Radio Frequency Lifting) is een vorm van non-operatieve huidcorrectie. Deze methode staat ook bekend als non-surgical (face) lifting.

De Radio Frequente energie die vrijkomt, verwarmt de huid. Hierdoor trekt het collageen samen en wordt de aanmaak van nieuw collageen en elastine gestimuleerd. **Het resultaat is een direct zichtbare lifting en verstrakking.** RF-huidcorrectie zorgt zonder pijn voor een direct merkbare facelift; rimpels worden gladgestreken, de elasticiteit neemt toe en de huid krijgt haar jeugdige uitstraling terug. **De huid wordt strakker, gladder en krijgt haar gezonde jonge glans terug.**

De nieuwe Fractional RF-Lifting is gebaseerd op de meest recent inzichten die voortvloeien uit de ervaringen met Fractional Laser en Fractional Needling. Door de RF-energie toe te dienen met behulp van een uit meerdere pixels bestaande multi-polaire matrix ontstaat een veel gelijkmatigere energieverdeling en dieper resultaat. Deze vorm van Fractional RF-Lifting kan nog eens worden versterkt door gelijktijdige koeling van het huidoppervlak, waardoor de RF-energie nog beter kan doorwerken in de diepere huidlagen.

Het Bowie Fractional RF apparaat is er nu tijdelijk ter introductie al voor: Professional uitvoering: € 2.850,- Mini junior uitvoering: € 995,-

Deze prijzen zijn inclusief een inscholing / training met deze methode.