

— BEZOEK BOWIE MEDICAL OP BEAUTY SALON DIMENSIONS IN STAND 01.C052 —

Bowie Medical BV presenteert nieuwste producten

Dit najaar introduceert Bowie Medical B.V. verschillende nieuwe producten. De Q-Yag Laser, de Tech Tower, de Micro Needling Pen en de Euro Blend. Uiteraard zijn al deze apparaten voorzien van een CE-certificaat en behoren een demonstratie, proefbehandeling en scholing tot de mogelijkheden zoals je van Bowie Medical mag verwachten.



Bowie
Tech Tower

De Bowie Q-Yag laser kan – door middel van een speciale lens – ook worden gebruikt voor huidverbetering en –verjongings behandelingen. De laser wordt geleverd met een professionele scholing en is er al voor € 2.850,-.

De Bowie Tech Tower

Dit is een complete systeem-toren voor gebruik in schoonheidssalons. De nieuwe Bowie Tech-Tower bestaat uit een zeer fraai statief met vele functies. Het is een complete toren waarmee u veel verschillende huidbehandelingen kunt uitvoeren. Uiteraard is het apparaat volledig instelbaar waardoor u elke behandeling perfect op uw klant kunt afstemmen.

Micro-Needling Pen met CE-keurmerk

Micro-Needling – ook wel Fractional-Needling genoemd – is een ontwikkeling die inspeelt op de opkomst van de fractional-laser en mesotherapie in huidverbeteringsinstituten en -klinieken. Het is een techniek waarbij elementen van de fractional-laser en de traditionele mesotherapie worden gecombineerd

Bowie Fractional Needling



tot een nieuwe, bijzonder effectieve methode voor huidverbetering en anti-aging. De Micro-Needling Pen maakt met behulp van een snel bewegend stempeltje met zeer fijne steriele naaldjes in korte tijd duizenden micro-perforaties in de huid. Hierdoor ontstaan er microkanaaltjes die de huid openen voor hoog geconcentreerde meso-werkstoffen zodat deze snel en diep kunnen worden opgenomen. Daarnaast zorgen de duizenden prikjes ervoor dat de aanmaak van eigen collageen en elastine sterk wordt gestimuleerd. Ook littekens en striae kunnen met deze techniek goed worden behandeld. Daarnaast zijn de resultaten bij

rimpeltjes op de bovenlip verbluffend: de huid wordt voller, gladder en strakker.

Er is nu al een Bowie Micro-Needling Pen voor slechts € 495,-.

Bowie Euro Blend

De Bowie Euro Blend voor elektrisch ontharen is speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Het is gebaseerd op de inzichten en meest recente technologie op het gebied van elektrisch ontharen. Met de nieuwe Bowie Euro Blend kan naast ontharen ook apart worden gewerkt met de Diathermie-module en de Galvanische module.

Vraag om een demonstratie of proefbehandeling van de Q-Yag laser, Micro-Needling Pen, en de Bowie Euro Blend.

Voor aanvullende informatie:
Bowie Medical BV
Tel. (0412) 690116
www.bowiemedical.nl
info@bowiemedical.nl

De nieuwe Q-Yag laser kent veel zeer nuttige toepassingen en is daardoor een onmisbaar instrument geworden in de professionele schoonheidssalon. Met de aanschaf van een Q-Yag laser haalt u diverse nieuwe behandelmogelijkheden in huis. Allereerst kan de laser heel goed worden gebruikt voor het verwijderen van ongewenste tatoeages, permanent make-up en pigment- en ouderdomsvlekken. Daarnaast is het een effectief wapen in de strijd tegen schimmelnagels.



Bowie Euro Blend ▲

De Tech-Tower bevat de volgende functies:

- Vapo stoom apparaat
- Borstel apparaat
- Hoog frequent
- Iontoferese
- Spray
- Vacuüm
- Ultrasoon
- Skinscrubber
- Loeplamp