

B-Light Podo

3 motoren

Moderne en luxe podologiestoel die opvalt door zijn innovatief design. Uitgerust met 3 motoren die de hoogte en de helling van de rugleuning en de zitting regelen. Verstelbare en afneembare arm- en hoofddeunen. In hoogte verstelbare beensteunen door gaslift. Zeer stabiele stalen structuur met witte LED-verlichting ingebouwd in de basis. Witte PU (PolyUrethaan) bekleding van hoge kwaliteit.

Afmetingen zonder
armleuning: 192 x 56 x
60/110 cm
Afmetingen met
armleuning: 192 x 82,5 x
60/110 cm
Gewicht: 94 Kg
Bekleding: PU
(PolyUrethaan)
Dikte matras: 10 cm
Dichtheid matras: 30 Kg/
m3
Motoren: 3

- 1 Ademhalingsgat 13,5 x 9 cm
- 2 Hoogte (op & neer) 60/92 cm
- 3 Verstelbare armsteun
- 4 Rugleuning hoek 0° ~ 60°
- 5 Hoek beensteun 0° ~ 90°
- 6 Trendelenburg 0° ~ 11°
- 7 Witte LEDs
- 8 Handbediening

OPTIES

Hoesset
Voetbediening
Papier rolhouder

KLEUREN



N.W. kg

94 kg



B-Light Podo

3 motoren

